

## Bestellformular

Preisübersicht	DermaMed Preis pro Test Netto	DermaMed Preis pro Packung Netto	Bestellmenge Packung (Packung je 25 Tests)
Antigen-Schnelltest	6,30 EUR	157,50 EUR	

Kooperationspartner ist:  
**Hitado GmbH**, Dreihausen 2, 59519 Möhnesee  
 Tel: 0 2924 9705 0

### Bestellinformationen:

- **Panbio™ COVID-19 Ag - ANTIGEN-SCHNELLTEST**
- **INHALT:**
  - 25 Testkassetten
  - 1 Puffer (9 ml/Fläschchen)
  - 25 Extraktionsröhrchen
  - 25 Extraktionsröhrchenverschlüsse
  - 1 Positivkontrolltupfer
  - 1 Negativkontrolltupfer
  - 25 sterilisierte Nasopharyngealabstrichtupfer zur Probenentnahme
  - 1 Röhrchenhalter
  - 1 Kurzanleitung
  - 1 Gebrauchsanweisung



Bitte Zutreffendes ankreuzen:

- Ich bin Mitglied der DermaMed eG.
- Ich möchte Mitglied der DermaMed eG werden.  
 Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel, Vorname, Name \_\_\_\_\_

Straße, Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Praxisstempel

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DermaMed eG meine oben stehenden Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DermaMed eG meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DermaMed eG finde ich auf der Homepage unter [www.bvdd.de/service/dermamed-eg](http://www.bvdd.de/service/dermamed-eg)

# DermaMed Journal

Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG



## ANTIGEN-SCHNELLTEST Panbio™ COVID-19 Ag

### Übersicht:

Für Patienten, bei denen der Verdacht auf eine akute **COVID-19-Infektion** besteht

Schnelle Antworten für Patienten:  
 Testergebnisse in **15 Minuten**

**Zuverlässige, hohe Leistung**  
 – Sensitivität: 91,4 % (94,1 % für Proben mit Ct-Werten ≤ 33)  
 – Spezifität: 99,8 %

Einsatz am Point-of-Care in **verschiedenen Einrichtungen**

**Schnelle und einfache Lösung** ermöglicht dezentrale Massentests



## Der Panbio™ COVID-19 Antigen-Schnelltest - Zugelassener Ag-Schnelltest in der neuen, nationalen Teststrategie

- SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Abbott
- Schnelle Antworten für Patienten: Testergebnisse in 15 Minuten
- Zuverlässige, hohe Leistung: Sensitivität: 91,4 % (94,1 % für Proben mit Ct-Werten  $\leq 33$ ) / Spezifität: 99,8 %
- Für medizinische Einrichtungen direkt am Point-of-Care
- Test-Kit inklusive Positiv- und Negativkontrolltupfer
- In sich geschlossenes Röhrchen mit Tupfer zum Abbrechen minimiert die Exposition des Personals
- Das Extraktionsröhrchen wird zur Entsorgung sicher und vollständig verschlossen
- Aufbewahrung 2°C - 30°C
- CE-Kennzeichnung
- Probentyp: Nasopharyngealabstrich



Der Panbio™ COVID-19 Antigen-Schnelltest ist ein in-vitro-diagnostischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Antigen (Ag) in menschlichen nasopharyngealen Abstrichproben von Personen, die die klinischen und / oder epidemiologischen Kriterien von COVID-19 erfüllen.


Der Panbio™ COVID-19 Antigen-Schnelltest ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und dient als Hilfsmittel zur Diagnose einer SARS-CoV-2 Infektion. Der Test erfordert keine zusätzlichen Instrumente und liefert Ergebnisse in nur 15 Minuten.

### Impressum

Herausgeber: DermaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25 • 89522 Heidenheim  
 • Tel: 07321 9469115, Fax: 07321 9469140 • info@med-info-gmbh.de • www.bvdd.de • Vorstand: Dr. Thomas Stavermann, Dr. Steffen Gass, Frank Wallbrecht • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Klaus Strömer • Bankverbindung: KSK Heidenheim, IBAN DE40 6325 0030 0046 0350 53, BIC SOLADES1HDH • Register: Amtsgericht Ulm, Gnr: 720087 • Ust-IdNr.: DE300389850 • Steuernr.: 64104/00781


## Entwickelt zur Reduktion des biologischen Risikos

Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination und der Exposition des medizinischen Personals.



## Testverfahren

Das vollständige Verfahren ist in der Gebrauchsanweisung dargestellt.



## Leistung

- **Sensitivität:** 91,4 % (94,1 % für Proben mit Ct-Werten  $\leq 33$ )
- **Spezifität:** 99,8 %
- **Population der klinischen Studie:** 585 Personen, darunter 140 PCR-positive und 445 PCR-negative

## Spezifikationen

- **Ergebnis nach:** 15 Minuten
- **Lagerung:** 2 °C–30 °C
- **CE-Kennzeichnung**
- **Probentyp:** Nasopharyngealabstrich

### Verwendungszweck:

Ein diagnostischer In-vitro-Schnelltest zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigen (Ag) in menschlichen Nasopharyngealabstrichproben von Personen, die die klinischen und/oder epidemiologischen Kriterien für COVID-19 erfüllen. Der Panbio™ COVID-19 Ag Schnelltest ist nur zum professionellen Einsatz vorgesehen und dient als Hilfsmittel zur Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion. Das Produkt kann in jeder Laborumgebung sowie jeder anderen Umgebung eingesetzt werden, die den Anforderungen aus der Gebrauchsanweisung und den vor Ort geltenden regulatorischen Anforderungen entspricht.

Der Test liefert vorläufige Testergebnisse. Negative Testergebnisse schließen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht aus und dürfen nicht als alleinige Grundlage für eine weitere Behandlung oder andere Managemententscheidungen herangezogen werden. Negative Ergebnisse müssen mit klinischen Beobachtungen, Patientenanamnese und epidemiologischen Informationen kombiniert werden. Der Test ist nicht für das SARS-CoV-2-Screening von Blutspendern vorgesehen.