

DermaMed

Genossenschaft für
Leistungen im Bereich
der Dermatologie eG

Journal

DermaMed 

in Kooperation mit

dermo
scan 

Die Zukunft der digitalen Hautuntersuchung

Bis zum 07.04.2019 erhalten Sie
als DermaMed-Mitglied **15% Preisnachlass!**

DermoScan – geht unter die Haut

Dieses Motto unseres Gesamtprogramms gilt im übertragenen Sinn auch für die moderne bildgebende Diagnostik in der Dermatologie. Durch zukunftsfähige, partnerschaftliche Kooperationen sind wir hervorragend aufgestellt und empfehlen uns als verlässlicher Partner für hochwertige Medizinprodukte.

Wir sind stolz auf unsere schlanke, vom Persönlichen geprägte Firmenaufstellung, die uns erlaubt, individuell auf unsere Kunden und ihre Anforderungen einzugehen.

Sie sehen: DermoScan ist mehr als nur eine Marke und geht wirklich unter die Haut. Bei uns finden Sie alles, was Sie für die bildgebende Diagnostik in Ihrer dermatologischen Praxis, Station oder Abteilung benötigen.



Dynamify Wireless Dermatoscope



Dynamify Cam

Die Cam kommuniziert direkt mit dem Cube per WIFI. Das macht Ihr System schnell, sicher und stabil. Alle Aufnahme-Funktionen können direkt an der Kamera gesteuert werden.



Dynamify Cube

Der Cube ist ein kleiner Server, der die Applikation in jedem Browser im Praxisnetzwerk zur Verfügung stellt – ohne Internetverbindung. Alle Patientendaten werden darauf gespeichert.



Dynamify App

Die Applikation ist die bereitgestellte Software für Ihre präzise Bild-Dokumentation. Sie kann von jedem Arbeitsplatz im Netzwerk mit einem aktuellen Browser aufgerufen werden.

Produktdetails

- ◇ Raumunabhängig durch WLAN
- ◇ Touch-Bedienung, Cam Display 320 x 240
- ◇ 16,7 Millionen Farben
- ◇ Mikro-Bilder mit bis zu 30-facher Vergrößerung bei 1920 x 1080 Bildschirmauflösung
- ◇ Übersichtsbilder
- ◇ Touch Sensor zum Umschalten zwischen polarisiertem und nicht-polarisiertem Licht
- ◇ Leistungsstarker Mikro-Server
- ◇ Basis-Station für die Cam
- ◇ Stellt die Software im Netzwerk zur Verfügung
- ◇ zentraler Datenspeicher für bis zu 70.000 Bilder (erweiterbar)
- ◇ Backup-Funktionalität
- ◇ Installationsfrei
- ◇ Funktioniert in nahezu jedem Browser: Chrome ab Version 20, Firefox ab Version 17, Safari ab Version 6, Internet Explorer ab Version 10
- ◇ Erst- und Folgeaufnahmen
- ◇ Zuordnung der Bilder auf der Bodymap
- ◇ Bildvergleich 2- und 4-fach
- ◇ Hervorheben von Läsionen

► **Kleines Gerät, große Freiheit**

Nutzen Sie Ihr digitales Dermatoskop, wo und wann Sie wollen.

► **Spitzentechnologie zum Spitzenpreis**

Dynamify macht digitale Dermatoskopie bezahlbar.

► **Einfach mehr Dermatoskopie**

Die Benutzerfreundlichkeit steht im Vordergrund.



Zubehör

Enthalten:

- Patientenflyer
- Ersatz-Kontaktscheibe

Optional:

- Schnittstelle Netzwerkbackup (Lizenz)
- Schnittstelle GDT (Lizenz)



Lieferumfang

- | | |
|--------------------|---|
| ► Dynamify Cam | ► Ladestation für Dynamify Cam inkl. Netzteil |
| ► Backup-USB-Stick | ► Dynamify Cube inkl. App und Netzteil |
| ► Netzwerkkabel | ► Kurzanleitung |
| ► Handbuch | |

Illuco IDS-1100 Taschendermatoskop

Angenehm - an jedem Tag

Alle Bedienelemente und der Fokussiering befinden sich in bequemer Position. Die ideale Größe und Form des IDS-1100 ermöglicht einen komfortablen Ein-Hand-Betrieb. Das Gerät ist zugleich flach und ultraleicht - ideal für die Kitteltasche! Eine Anwendung mit Immersionsflüssigkeit ist neben dem Polarisationsmodus ebenfalls möglich.

Verlässlich - im Dauereinsatz

Eine Besonderheit ist die mit dem Aufsatz fest verbundene Glasscheibe, es gibt keine Verklebung, die sich lösen kann. Die Kontaktscheibe mit Skala ist abnehmbar und somit gut zu reinigen. Das IDS-1100 schaltet sich nach ca. 5 Minuten automatisch ab. Eine ungewollte Entladung der Batterie wird dadurch vermieden.

Größer - für mehr Distanz

Bei einem Augenabstand zum Dermatoskop von ca. 10 cm wird immer noch ein ca. 1 cm großer Sichtbereich dargestellt. Die 25 mm große, hochauflösende Präzisionsoptik ermöglicht auch die Untersuchung von größeren Läsionen bis zu den Rändern absolut verzerrungsfrei.



Heller - oder dunkler

Unterschiedliche Hauttypen erfordern unterschiedliche Beleuchtung. Drei unterschiedliche Helligkeiten können ganz einfach in 3 Stufen eingestellt werden, sowohl im polarisierten und nicht-polarisierten Modus.

Produktdetails

- ◇ Modell: Illuco IDS-1100
- ◇ Taschendermatoskop
- ◇ polarisiert / nicht-polarisiert
- ◇ Kontakt / Nicht-Kontakt
- ◇ 32 LEDs / Farbtemperatur 5000 Kelvin
- ◇ 25 mm Optik
- ◇ 10-fache Vergrößerung
- ◇ 3 Helligkeitsstufen, je Modus
- ◇ Kompatibel mit Smartphones
- ◇ Kontaktscheibe mit Skala
- ◇ Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- ◇ Betriebsdauer bei Dauernutzung: ca. 2 Std.
- ◇ Akku Ladezeit: ca. 3 Std.
- ◇ Flach und ultraleicht: 138x65x33 mm/190 g
- ◇ Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten
- ◇ 7 Jahre Herstellergarantie

- ▶ **Polarisiertes Licht**
- ▶ **Extra große Optik**
- ▶ **Smartphone kompatibel**
- ▶ **3 Helligkeitseinstellungen**
- ▶ **Laden per Mikro-USB**



Zubehör

Enthalten:

- ▶ Kontaktscheibe 8 mm, für schwierig zu erreichende Stellen (am Auge, zwischen den Fingern)

Optional:

- ▶ Ledertasche mit Gürtelclip
- ▶ Ersatzkontaktscheibe mit Skala
- ▶ Magnetischer Smartphone-Adapter für verschiedene Modelle
(Erhältlich für: iPhone 5/5S/5SE/6/6+/6S/6S+/7/7+/8/8+/X; Samsung Galaxy - Note® 4/5/7 - S6/S6 Edge/S7/S7 Edge/S8/S8+)
- ▶ Ersatz Akku



Lieferumfang

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| ▶ Illuco IDS-1100 | ▶ Micro-USB Ladekabel |
| ▶ Handbuch | ▶ Reinigungstuch |

Illuco IDS-3100+ Magnum

Die 4-in-1 Hautlupe

Die ultraleichte Hautlupe sorgt für noch mehr Durchblick und effektives, ermüdungsfreies Arbeiten. Die vier verschiedenen Beleuchtungsmodi in nur einem Gerät (bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb) ermöglichen flexible Visualisierungsmöglichkeiten: Fluoreszenzdiagnostik, Wood-Licht, Sebum, Pigmentstörungen, Mykosen, Akne, Erythrasma, Parasiten, Fremdkörper, Fadenreste, Sutton-Nävi, vaskuläre Hautveränderungen. Neben einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis erhalten Sie sieben Jahre Herstellergarantie.



Polarisiertes Licht

- ▶
- ▶ Nicht-polarisiertes Licht

UV 365 nm

- ▶
- ▶ UV 395 nm

Produktdetails

- ◇ Modell: Illuco IDS-3100+ Magnum
- ◇ Hautlupe mit asphärischer Linse
- ◇ Bis zu 2,5-fache Vergrößerung
- ◇ polarisiert / nicht-polarisiert
- ◇ UV 365 nm / UV 395 nm
- ◇ 64 LEDs / Farbtemperatur 5000 Kelvin
- ◇ 4 LEDs / UV 365 nm
- ◇ 2 LEDs / UV 395nm
- ◇ 100 mm Optik
- ◇ 3 Helligkeitsstufen, je Modus
- ◇ Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
- ◇ Betriebsdauer bei Dauernutzung: bis zu ca. 4 Stunden
- ◇ Akku Ladezeit: ca. 3,5 Stunden
- ◇ Flach und ultraleicht: 141 x 288 x 34 mm / 335 g
- ◇ Automatische Abschaltung nach ca. 5 Minuten
- ◇ 7 Jahre Herstellergarantie



Nicht polarisiertes Licht

- ▶ Verbesserte Sicht dank 64 Hochleistungs-LEDs
- ▶ Fremdkörper, Parasiten

Polarisiertes Licht

- ▶ Reduktion von Reflexen
- ▶ Pigmentierung, Sebum, vaskuläre Hautveränderungen

UV 365 nm

- ▶ Wood-Licht, Akne, Mykosen, Erythrasma

UV 395 nm

- ▶ Fluoreszenzdiagnostik
- ▶ Vitiligo, Melasma, regressive Melanome

Verbesserte Sicht - Für schnellere Befundung

Unterschiedliche Hauttypen und -erkrankungen erfordern eine angepasste Beleuchtung. Illuco IDS-3100+ Magnum bietet 4 Licht- und 3 unterschiedliche Helligkeitsmodi sowie eine bis zu 2,5-fache

Vergrößerung. Ideal zur Verbesserung der Sicht in Untersuchungsräumen mit ungünstiger Beleuchtungssituation (z.B. Schattenwurf).

Zubehör

Enthalten:

- ▶ Tischladestation

Lieferumfang

- ▶ Illuco IDS-3100+ Magnum
- ▶ Handbuch
- ▶ Micro-USB Ladekabel
- ▶ USB Netzadapter
- ▶ Reinigungstuch



Impressum

Herausgeber: DermaMed eG • Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG • Geschäftsstelle c/o med info GmbH • Hainenbachstr. 25 • 89522 Heidenheim • Tel: 07321 946910, Fax: 07321 9469140 • www.bvdd.de

Vorstand: Dr. Thomas Stavermann, Dr. Andreas Timmel, Frank Wallbrecht • **Vorsitzender des Aufsichtsrates:** Dr. Klaus Strömer

Bankverbindung: KSK Heidenheim, IBAN DE40 6325 0030 0046 0350 53, BIC SOLADES1HDH • **Register:** Amtsgericht Ulm, GmR: 720087 • Ust-IdNr.: DE300389850 • Steuernr.: 64104/00781

Bildnachweis: DermoScan GmbH

Bestellformular Faxnummer 07321 9469140

Das folgende Angebot gilt ausschließlich für die Mitglieder der DermaMed eG.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken Sie es per Post oder Fax an:

DermaMed eG Geschäftsstelle, c/o med info GmbH, Hainenbachstraße 25, 89522 Heidenheim

Dynamify Wireless Dermatoscope	Listenpreis*	DermaMed-Preis* 15% Preisnachlass	Menge
Dynamify Wireless Dermatoscope (inkl. Ersatzkontaktscheibe, Patientenflyer und Versand)	5.602,90 €	4.762,46 €	

Illuco IDS-1100	Listenpreis*	DermaMed-Preis* 15% Preisnachlass	Menge
Illuco IDS-1100 (inkl. Kontaktscheibe 8mm für schwierig zugängliche Stellen und Versand)	927,40 €	788,29 €	
Smartphone Adapter (bei Bestellung bitte Handymodell angeben)	57,98 €	49,29 €	
Ledergürteltasche in rot oder schwarz (bei Bestellung bitte Farbe angeben)	39,00 €	33,15 €	

Illuco IDS-3100	Listenpreis*	DermaMed-Preis* 15% Preisnachlass	Menge
Illuco IDS-3100 (inkl. Ladestation und Versand)	1.092,90 €	928,97 €	

* alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Auf Wunsch wird für das Dynamify-System Lieferung, Vor-Ort-Installation und Einweisung für 360,00 € zzgl. MwSt. zzgl. Anfahrtspauschale angeboten.

Vertragspartner ist DermoScan GmbH, Ohmstraße 1, 93055 Regensburg, Tel.: 0941 5995250

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DermaMed eG. meine oben stehenden Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DermaMed eG. meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt.

Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DermaMed eG. finde ich auf der Homepage unter <https://www.bvdd.de/service/dermamed-eg.html>.

Ich bin Mitglied der DermaMed eG und bestelle oben angegebene Produkte verbindlich.

Ich möchte Mitglied der DermaMed eG werden. Bitte schicken Sie mir einen Mitgliedsantrag zu.

Titel, Vorname, Name

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

E-Mail Adresse

Telefon

Fax

Datum, Unterschrift

Praxisstempel