

| PC-LOC | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------|
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | DermaMed eG Preis netto | Listenpreis netto | Bestellmenge |
| PC-LOC G3 | Sperrt automatisch einen PC beim verlassen des Arbeitsplatzes, kehrt man zurück erkennt dies PC-LOC und gibt den Rechner frei. Bestehend aus 1x Leseinheit, 1x aktiv Schlüssel | ML-90000621 | 129,35 € | 167,23 € |
| TeraTron PC-LOC Active Key | Active Key G3 Schlüsselanhänger (Custom Key) I Farbe: schwarz | ML-90000619 | 41,30 € | 49,58 € |
| TeraTron Admin Suite | Zentrale Administration für Windows Netzwerk - Komplette Software zur komfortablen Verwaltung der Online-Schließanlage: - Unlimitierte Netzwerklizenz - beliebige Anzahl Medien - beliebige Anzahl Geräte | 90000083 | 899,00 € | 1007,56 € |
| PC-LOC | Leseinheit G3 (Custom Key) | ML-90000620 | 98,00 € | 117,65 € |

Hinweis: für die Projektierung, Montage und Inbetriebnahme des Systems ist weder die Firma TeraTron noch die Industrievertretung Michael Lange verantwortlich! Wir liefern zu unseren Verkaufsbedingungen. Anderslautende Bedingungen Ihrerseits gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich, mit rechtsgültiger Unterschrift anerkannt werden. Angebote sind freibleibend.
Über Ihre Auftragsvergabe würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen schon heute eine zuverlässige Abwicklung des Projektes zu.
Porto/Verpackung 8,99€. Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage nach Auftragsingang. Liefertermine verstehen sich vorbehaltlich unserer Eigenbelieferung.

Mir ist bekannt und ich willige ausdrücklich ein, dass die DermaMed eG meine oben stehenden Daten verarbeitet, Art. 4 DSGVO, und zum Zwecke der Anbahnung eines Vertragsverhältnisses an das genannte Unternehmen weiterleitet. Ich erkläre mich außerdem damit einverstanden, dass die DermaMed eG meine Daten zur Information per E-Mail oder für Newsletter bzw. sonstige fachbezogene Werbung nutzt, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Meine Rechte als Betroffene/r sind mir bekannt. Weitere Hinweise zum Datenschutz und die Datenschutzerklärung der DermaMed eG finde ich auf der Homepage unter www.bvdd.de/service/dermamed-eg

Ich bin Mitglied der/ des (bitte Zutreffendes ankreuzen):

- Ich bin Mitglied des BVDD.
- Ich bin Mitglied der DermaMed eG.
- Ich möchte Mitglied der DermaMed eG werden. Bitte lassen Sie mir den Antrag zukommen.

Titel, Vorname, Name _____

Straße, Nr. _____

PLZ, Ort _____

E-Mail _____


Datum, Unterschrift _____

Praxisstempel

Industrievertretung Michael Lange
Dr.-Pieper-Str. 12
D-33175 Bad Lippspringe
Fon: +49 (0) 5252 933160
Fax: +49 5252 933161
Email iv-lange@t-online.de
www.pc-loc.de

DermaMed Journal

DermaMed
in Kooperation mit



Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG

TERATRON PC-LOC®

Bestmöglicher Datenschutz durch sichere Authentifizierung!

Innovatives berührungsloses Sicherheitssystem für PC's und Notebooks.

Highlights

- Meldet nicht nur an - PC-LOC® meldet auch ab!
- Nur PC-LOC® kann PC's und Notebooks auch bei Verlassen des Arbeitsplatzes selbstständig sperren! Kehrt man zurück, gibt PC-LOC® den Rechner wieder frei: automatisch und hands-free.
- PC-LOC schützt sensible Daten berührungslos
- PC oder Notebook verriegeln sich automatisch, sobald Sie den Erfassungsbereich verlassen.



mit einem über USB angeschlossenen Lesemodul. Der PC-LOC Leser erzeugt ein stufenlos bis 120 cm Reichweite einstellbares Erfassungsfeld mit einer codierten wechselnden Nummer, einem zufällig erstellten Code, der nur von einem angelernten aktiven elektronischen Schlüssel entschlüsselt werden kann. Sobald der aktive Schlüssel korrekt geantwortet hat, wird der Bildschirm freigeschaltet.

Bestmöglicher Datenschutz durch sichere Authentifizierung!

Die PC-LOC-Technologie basiert auf den bestens etablierten elektronischen Türöffnungs- und Wegfahrsperrsystemen aus der Automobilindustrie. Bei jeder Kommunikation sichert PC-LOC die eindeutige Zuordnung von Leser und aktivem Schlüssel. Eine unbeabsichtigte Freischaltung fremder Rechner kann es nicht geben. Jeder aktive Schlüssel wird einzeln zugeordnet, freigegeben oder gesperrt. Auch an mehreren Systemen gleichzeitig. Durch vollständig verschlüsselte Kommunikation sind Ihre Daten zu 100% vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Einfache Funktionsweise!

Der Benutzer trägt einen individuellen programmierten elektronischen Schlüssel, der sich bequem mitführen lässt - als Schlüsselanhänger oder als Namensschild. Dieser Schlüssel kommuniziert über Funk und niederfrequente Signale

Diese Vorteile bietet Ihnen PC-LOC®:

PC-LOC® ist das innovative berührungslose Sicherungssystem für PCs und Notebooks. PC-LOC® meldet nicht nur an – PC-LOC® meldet auch ab! Nur PC-LOC® kann PCs und Notebooks auch bei Verlassen des Arbeitsplatzes selbsttätig sperren! Kehrt man zurück, gibt PC-LOC® den Rechner wieder frei: Automatisch und hands-free.

So einfach funktioniert PC-LOC®:

Der Benutzer trägt einen individuellen aktiven Schlüssel. Dieser kommuniziert mit dem PC-LOC Leser, welcher über USB mit dem PC verbunden ist. Der PC-LOC Leser erzeugt ein stufenlos bis 120 cm Reichweite einstellbares Erfassungsfeld mit einem zufällig erstellten Code, der nur von einem angelernten aktiven Schlüssel entschlüsselt werden kann. Sobald der aktive Schlüssel korrekt geantwortet hat, wird der Bildschirm freigeschaltet.

PC-LOC® schützt Ihre Daten zu 100%!

Die PC-LOC® Technologie basiert auf den in der Auto-mobilindustrie verwendeten elektronischen Türöffnungs- und Wegfahrsperrsystemen. Bei jeder Kommunikation sichert PC-LOC® die eindeutige Zuordnung von Leser und aktivem Schlüssel. Eine unbeabsichtigte Freischaltung fremder Rechner gibt es nicht. Jeder aktive Schlüssel wird einzeln zugeordnet, freigegeben oder gesperrt. Durch vollständig verschlüsselte Kommunikation sind Ihre Daten zu 100% geschützt.



JETZT NEU:

- > Keine Treiberinstallation unter Windows® erforderlich.
- > Stufenlose Einstellung der Reichweite bis zu 120 cm.
- > Neues, schlankes und unauffälliges Design.
- > Zentrale Benutzerverwaltung als Zusatzoption.
- > Microsoft Active Directory Benutzerimport als Zusatzoption.

PC-LOC® schützt sensible Daten in:

Arztpraxen Krankenhäusern · Rehakliniken · Altenpflegeheimen · Gemeinde- und Stadtverwaltungen · Chemischen Laboren · Rechenzentren · Steuerberater, Notar- und Rechtsanwaltskanzleien · Einzelhandelsunternehmen · Reisebüros · Apotheken und allen Unternehmen mit hohem Datensicherheitsanspruch.

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| Schnittstelle | USB | CE | EN 300 220-1, -2 |
| Anschlussart | Stecker Typ A | | EN 300 330-1, -2, EN 62311 |
| Anschlusskabel | 1,5 m | | EN 301 489-1, -3, EN 60950-1 |
| Niederfrequenz-Magnetfeld | 125 kHz | Temperaturbereich | 0 °C ... + 70 °C |
| Erfassungsreichweite | 0,3 ... 1,2 m (einstellbar) | Freier Festplattenspeicher | 15 MB |
| Funkfrequenz | 868 MHz (gebührenfrei nutzbares ISM-Band) | RAM | ab 1 GB |
| Externes Netzwerk | nein, Versorgung über USB-Anschluss | CPU | Single Core ab 1 GHz |
| Betriebsspannung | 5 Volt | Betriebssystem | Windows® XP 32 bit, Server 2003, Vista, Windows® 7-10 32 und 64 bit, Server 2008 |
| Stromaufnahme | < 500 mA | Port | 1 x USB ab 1.1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 98 mm x 62 mm x 17 mm | Lieferumfang | 1 x PC-LOC® Leser mit Kabel 1 x Aktiver Schlüsselanhänger Art.-Nr. 90000340 |
| Schutzart | IP42 | | |
| Farbe | silber/schwarz | | |
| Material | ABS | | |
| Gewicht | 98 g | | |
| Funktionsanzeige | 2 Stück RGB-LED | | |
| Antikollision | ja | | |
| Empfohlener Abstand zwischen zwei PC-LOC® Lesern | 1 ... 2,5 m (abhängig von der eingestellten Reichweite) | Universeller Transponderleser | Smart Open® www.smartopen.de |
| Maximal anlernbare Schlüssel pro PC-LOC® | beliebig viele Schlüssel | | |

Impressum

Herausgeber: DermaMed eG · Genossenschaft für Leistungen im Bereich der Dermatologie eG · Geschäftsstelle c/o med info GmbH · Hainenbachstr. 25 · 89522 Heidenheim
· Tel: 07321 9469115, Fax: 07321 9469140 · info@med-info-gmbh.de · www.bvdd.de · Vorstand: Dr. Thomas Stavermann, Dr. Steffen Gass, Frank Wallbrecht · Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Klaus Strömer · Bankverbindung: KSK Heidenheim, IBAN DE40 6325 0030 0046 0350 53, BIC SOLADES1HDH · Register: Amtsgericht Ulm, GmR: 720087 · Ust-IdNr.: DE300389850 · Steuernr.: 64104/00781